

BORK



МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ D606

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мобильное приложение BORK

Зарегистрируйте технику в мобильном приложении. Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, напоминаниям о необходимости замены расходных материалов, а также к рецептам, новинкам и эксклюзивным коллекциям.



Индикация выбранного режима

Включение
Выбора режима



Индикация заряда аккумулятора

Разъем для подключения
зарядного кабеля Micro-USB

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора.
- Достаньте массажер из упаковки.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Полностью зарядите массажер.
Для этого используйте адаптер питания, идущий в комплекте.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.

ВКЛЮЧЕНИЕ МАССАЖЕРА

- Нажмите и удерживайте кнопку ① в течении 2 сек.
- Для выключения повторно нажмите и удерживайте кнопку ①.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА

- Если батарея разрядилась, вставьте USB-кабель в USB-порт массажера.
- Подключите адаптер к электросети.

При низком уровне заряда начинает мигать красный индикатор. Индикатор продолжает мигать в процессе зарядки и горит непрерывно по ее завершении.

РЕЖИМЫ МАССАЖА

Массажер имеет три режима использования: SOFT, MED и HARD (мягкий/умеренный/жесткий). Длительность сеанса в каждом режиме массажа составляет 10 минут.

- Для переключения между режимами нажмите кнопку ① на корпусе прибора.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой обязательно выключите массажер.
- Для очистки протрите устройство салфеткой или тканью с мягким моющим средством.
- Не допускайте попадания воды или чистящего средства напрямую на массажер.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.

При длительном хранении рекомендуется заряжать массажер раз в месяц.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием массажера обязательно проконсультируйтесь с врачом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Прибор предназначен для домашнего использования.
- Не используйте массажер во время вождения.
- Не используйте массажер при высокой температуре или повышенной влажности.
- Немедленно прекратите использовать прибор, если почувствовали недомогание.
- Используйте массажер с осторожностью, если вы перенесли инсульт или страдаете от гипертонии и гипотонии.

- Не используйте устройство после употребления алкоголя.
- Если у вас длинные волосы, рекомендуем убрать их с зоны работы массажера. Это предотвратит их попадание в массажер.
- Не используйте продукт натощак, на полный желудок, после питья или энергичных упражнений.
- Не используйте прибор, если вы страдаете отеками, воспалением или застоем крови в области шеи, у вас плохое физическое состояние или были операции на шее. Не рекомендуется использовать людям, страдающим от длительной болезни, немощи, и людям преклонного возраста, людям с открытыми ранами, серьезными инфекциями, кожными болезнями или повреждениями кожи.
- Массажер является продуктом личной гигиены и не заменяет рекомендаций и лечения специалистов здравоохранения.

- Перед использованием массажера снимите с шеи украшения, шарфы, длинные серьги во избежание их попадания в массажер.
- Не рекомендуется использовать массажер беременным женщинам, женщинам в период менструаций, детям.
- Используйте только адаптер питания, поставляемый в комплекте.
- Этот прибор не предназначен для диагностики, терапии и других медицинских целей.
- Всегда проверяйте источник питания и не используйте массажер, если источник питания находится вне диапазона номинальной мощности продукта.
- Храните массажер вдали от влаги и загрязнений. После использования поместите устройство в безопасное место и не ставьте на него какие-либо изделия.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно.

- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор

Напряжение: 5 В=1,0 А

Мощность: 5 Вт

Емкость аккумулятора: 2300 мА·ч

Габариты (Ш × Г × В): 180 × 100 × 80 мм

Вес: 400 г

Адаптер

Напряжение на входе: 100–240 В=0,2 А

Частота: 50/60 Гц

Напряжение на выходе: 5 В=1,0 А

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для массажа области шеи.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер: 1 шт.

Кабель Micro-USB: 1 шт.

Адаптер питания: 1 шт.

Чехол для хранения: 1 шт.

Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104.

Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: info@bork.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие... МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ

Модель... D606

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

(НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М. П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умысленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. Под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;

- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK:
ООО «Премиум Сервис».
Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10.
Режим работы: с 10:00 до 19:00 ежедневно.

