

BORK

МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ D610

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru.
Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям
и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуется использовать массажер 10–20 минут не чаще 2 раз в день. Чрезмерное использование может привести к дискомфорту в области шеи.

Если массажер используется впервые, рекомендуется выбирать среднюю интенсивность массажа (режим 2) и длительность массажного цикла не более 10 мин.

Массажер рассчитан на пользователя с охватом шеи от 30 до 40 см.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора.
- Достаньте массажер из упаковки.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Полностью зарядите массажер.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.

ВКЛЮЧЕНИЕ МАССАЖЕРА

- Для включения нажмите и удерживайте кнопку  на панели управления. Последует звуковой сигнал. Надув массажера начнется автоматически.
- Убедитесь, что клапан сдува закрыт (зеленый индикатор выключен).
- После надува массажер автоматически начнет работу в режиме 1, функция нагрева будет включена.
- Для выключения нажмите и удерживайте кнопку .
- Нажмите на клапан сдува для хранения и переноса массажера (зеленый индикатор включен).

РЕЖИМЫ МАССАЖА

Массажер имеет три режима использования. Для переключения между режимами нажимайте кнопку  на панели управления.

Режим 1

Массаж высокой интенсивности. Продолжительность — 10 минут.

Режим 2

Массаж средней интенсивности. Продолжительность — 10 минут.

Режим 3

Массажные ролики выключены.

ФУНКЦИЯ ТЕРМОКОМПРЕССА

Функция нагрева позволяет расслабить мышцы шеи и делать более приятный и эффективный массаж. Функция нагрева включится по умолчанию после надува массажера.

- Для выключения функции нагрева нажмите кнопку  коротким нажатием. Для повторного включения функции нажмите кнопку еще раз.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА

- Если батарея разрядилась, вставьте USB-кабель в USB-порт массажера.
- Подключите адаптер к электросети.

При низком уровне заряда и в процессе зарядки индикатор мигает красным. Индикатор становится зеленым при полной зарядке. Время зарядки около 3,5 часов. Во время зарядки прибор не работает.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой обязательно выключите массажер.

Поместите мягкую тряпку в 3–5 % раствор нейтрального моющего средства, выжмите и деликатно почистите поверхность. Промойте тряпку, выжмите ее и сотрите моющее средство с поверхности массажера.

Осторожно очистите поверхность сухой тряпкой.

Подождите, пока это место высохнет (не используйте фен).

Не используйте растворители, бензин, спирт и прочие химические вещества. Это может повредить обшивку массажера.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности не более 80%. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур. Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. После использования поместите устройство в безопасное место и не ставьте на него какие-либо изделия. При длительном хранении рекомендуется заряжать массажер раз в месяц.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием массажера обязательно проконсультируйтесь с врачом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Прибор предназначен для домашнего использования.
- Не используйте массажер во время вождения.
- Немедленно прекратите использовать прибор, если почувствовали недомогание.
- Используйте массажер с осторожностью, если вы перенесли инсульт или страдаете от гипертонии и гипотонии.
- Не используйте устройство после употребления алкоголя. Не используйте продукт натоаа, на полный желудок, после питья или энергичных упражнений.
- Если у вас длинные волосы, рекомендуем убрать их с зоны работы массажера. Это предотвратит их попадание в массажер.
- Не используйте прибор, если вы страдаете отеками, воспалением или застоем крови в области шеи, у вас плохое физическое состояние или были операции на шее. Не рекомендуется использовать людям, страдающим от длительной болезни, немоши, и людям преклонного возраста, людям с открытыми ранами, серьезными инфекциями, кожными болезнями или повреждениями кожи.
- Массажер является продуктом личной гигиены и не заменяет рекомендаций и лечения специалистов здравоохранения.
- Перед использованием массажера снимите с шеи украшения, шарфы, длинные серьги во избежание их попадания в массажер.

- Не рекомендуется использовать массажер беременным женщинам, женщинам в период менструаций, детям.
- Не используйте массажер, если источник питания находится вне диапазона номинальной мощности продукта.
- Прибор не предназначен для диагностики, терапии и других медицинских целей.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 5 В 1,0 А

Мощность: 5 Вт

Емкость аккумулятора: 2300 мА·ч

Габариты (Ш × Г × В): 310 × 300 × 100 мм

Вес: 700 г

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для массажа области шеи.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер: 1 шт.

Кабель Micro-USB: 1 шт.

Чехол для хранения: 1 шт.

Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону 8 800 500 88 99 (служба информационной поддержки).

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104.
Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: info@bork.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ	
Модель	D610	
Серийный номер		
Дата приобретения		
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)		
	Подпись покупателя	Подпись продавца
		М.П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Премиум Сервис», г.Москва, Большая Садовая ул., д.10.
Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

